

Ambu® Neuroline Twisted Pair Subdermal Needle Electrode Instructions for use

Инструкции за ползване

Нáвод к пoуžití

Brugsvejledning

Bedienungsanleitung

Οδηγίες χρήσης

Instrucciones de uso

Käyttöohje

Mode d'emploi

Upute za upotrebu

Használati útmutató

Istruzioni per l'uso

使用方法

Naudojimo instrukcija

Lietošanas instrukcija

Gebruiksaanwijzing

Brüksanvisning

Instrukcje użytkowania

Instruções de utilização

Instruções de utilizar

Инструкция по применению

Навод на použitie

Návodla za uporabo

Bruksanvisning

Kullanma Talimatı

使用说明

Instruccions for use

Twisted Pair Subdermal Needle Electrode

Recommended Applications

Twisted Pair Subdermal electrode has leadwire with touch proof safety connector DIN 42-802.

Twisted Pair Subdermal electrode is designed for direct connection with IEC 60601-1 compliant Evoked Potentials (EP), Intra-Operative Monitoring (IOM) or other Neurophysiological equipment with DIN 42-802 input socket.


Intended Use

The Ambu® Neuroline Twisted Pair Subdermal Needle Electrode is intended for use with recording, monitoring and stimulation equipment for the purpose of recording of bipotential signals for example: Electromyography (EMG), Electroencephalograph (EEG) and Nerve potential signals. The electrodes are sterile and for single use only.

The Twisted Pair Subdermal electrodes should be used by health care professionals trained in performing neurophysiological examinations.

The Twisted Pair Subdermal electrode is for use in hospital/clinic settings.

Precautions
1. For single use only. Reuse of the product can cause contamination, leading to infections.
2. The needle electrode shall be administered to and removed from patients by manipulating the needle and not the leadwire.
3. DO NOT soak, rinse, or sterilize this device as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.
4. During surgical procedures, the electrodes should be placed as far as possible from the equipment which generates electromagnetic interference (EMI) to minimize unwanted radiofrequency interference (RFI).
5. Simultaneous use of needle electrode with a surgical equipment operating at high frequency may result in burns at the site where needle electrode is applied. The needle electrodes should be placed as far as possible from the electro-surgical area to minimize unwanted RF current flow.
6. Do not use if individual pouch is damaged or has been opened.
7. Do not reuse.
8. Rx only.

Sterilization/Sterilisation
Sterilized/Sterilised by Ethylene oxide sterilization/sterilisation (ETO).
Packaging
One pair of needle electrode in a pouch. Do not use if package is damaged.
Directions for use


Ambu® is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark. Ambu A/S is certified according to ISO 13485



Kasutusjuhised

Subdermaalne nõelelektroodide keerdpaar

Soojitatavat rakendused

Subdermaalne elektroodide keerdpaar on juhettetraat koos puudutamiskindla pistikuga DIN 42-802.

Subdermaalne elektroodide keerdpaar on mõeldud standardiga IEC 60601-1 ühilduva elektrisukutud potentsiaalide (EP), operatsiooniloogisse monitoroimise (IOM) jaiglimiseadme või muu neurofisioloogilise seadmeaga koos DIN 42-802 sisendpistikuga otseseks ühendamiseks.

Kasutusotstarve
Ambu® Neuroline subdermaalne elektroodide keerdpaar on mõeldud kasutamiseks biopotentiaali signaalide salvestamiseks, monitoroimise ja stimulusioonsaadmena salvestamiseks, näiteks: elektroentograafia (EMG), elektroentsefalograafia (EEG) ja närvipotentiaali signaalid. Elektroodid on steriilsed ja ainult ühekordseks kasutamiseks.

Subdermaalne elektroodide keerdpaari võivad kasutada ainult meditsiinilõpetajad, kes on koolitatud neurofisioloogiliste protseduuride läbiviimiseks.

Subdermaalne elektroodide keerdpaar on mõeldud kasutamiseks haiglateskonnas.

Ettevaatusabinõud

- Almūt ühekordseks kasutamiseks. Toote kordvukasutamine võib põhjustada saastumist, mis tekitab infektsioone.
- Nõela elektrood tuleb sisetada ja eemaldada patsientidest käsitsees nõela ja mitte juhettetraati.
- ÄRGE lootage ega steriliseerige seadet; sest see võib jätta seadmele kahjulikke jääke või põhjustada seadme riket. Seadme ehituse ja materjali tõttu ei saa seda tavapärasest puhastus- ja steriliseerimisprotseduuridega puhastada.
- Kirurgiliste protseduuride ajal tule elektroodid paigutada võimalikult kaugel elektromagnetilist häired tekitavatest seadmetest, et vältida võimalikke räädistamine teket. Samaaegne nõelelektroodi kasutamine koos kõrgsagedusel töötavate kirurgiliste seadmetega võib põhjustada põletushaavu elektroodi kinnituskohaldel. Nõelelektroodid paigutada elektrokirurgilistest piirkonnast nii kaugelt kui võimalik, et minimeerida tahtmatud RF-voolu teket.
- Mitte kasutada, kui üksik kott on kahjustatud või avatud.
- Mitte kasutada kordvalt.
- Müügiks ainult vastava ektirjutajuse korral.

Steriliseerimine

Steriliseeritud ettleenoksidiga (ETO).

Pakend

Pakendikotis on üks nõelelektroodi paar. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustunud.

Kasutusjuhised

- Avage steriilne kott ja võtke ühekordselt kasutatav nõelelektroodide paar välja.
- Paigutage juhettetraat seadme pistikmu külge ja eemaldage kaitskatted.
- Märista kasutamist visake elektroodid ära selleks ettenähtud mahutisse. Mitte kordvukasutada ega reuse steriliseerida.

Инструкция за употреба

Subdermalen иглен електрод с усукана двойка кабели

Препоручителни приложения

Subdermalният електрод с усукана двойка кабели има водещ кабел с конектор за безопасност с устойчивост на допир по DIN 42-802.

Subdermalният електрод с усукана двойка кабели е предназначен за директно свързване към съвместимо по IEC 60601-1 оборудване за евокирани потенциали (EP), интраоперативен мониторинг (IOM) или друго неврофизиологично оборудване с входно гнездо по DIN 42-802.

Предназначение

Subdermalният иглен електрод с усукана двойка кабели Ambu® Neuroline е предназначен за използване с апаратура за записване, мониторинг и стимулиране за целите на записване на биопотенциални сигнали, например: електромиография (ЕМГ), електроенцефалография (ЕЕГ) и потенциални нервни сигнали. Електродите са стерилни и предназначени само за еднократна употреба.

Subdermalните електроди с усукана двойка кабели трябва да се използват само от медицински специалисти, обучени в извършване на неврофизиологични изследвания.

Subdermalният електрод с усукана двойка кабели е предназначен за използване в болнична/клинична среда.

Предпазни мерки

- Само за еднократна употреба. Повторната употреба на продукта може да причини контаминация, водеща до инфекции.
- Игленият електрод се поставя и отстранява от пациентите чрез манипулиране на иглата, а не на водещия кабел.
- НЕ навивайте, не изглавявайте и не стерилизирайте това устройство, тъй като тези процедури могат да оставят вредни остатъци или да причинят неизправност на устройството. Дезайнът и използваните материали не са съвместими с конвенционалните процедури за почистване и стерилизация.
- По време на хирургична процедура електродите трябва да бъдат поставени възможно най-далеч от оборудване, което генерира електромагнитни смущения (ЕМГ), за да се сведе до минимум нежеланите радиочестотни смущения (RFI).
- Едновременното използване на иглен електрод с хирургично оборудване, работещ с висока честота, може да доведе до изгаряния на мястото, където е поставен игленият електрод. Игленияте електроди трябва да бъдат поставени възможно най-далеч от електрохирургичната област, за да се сведе до минимум нежеланото протичане на радиочестотен поток.
- Да не се използва, ако индивидуалната опаковка/плик е повредена или е била отворена.
- Да не се използва повторно.
- Само Rx.

Sterilizacija/Sterilization
Sterilizirano/Sterilizirano с етиленов оксид/стерилизация (ETO).
Опаковка
Една двойка иглени електроди в плик. Не използвайте, ако опаковката е повредена.
Инструкции за употреба
1. Отворете стерилния плик и извадете игления електрод за еднократна употреба.
2. Поставете конектора на водещия кабел в оборудването и отстранете предпазните тръби.
3. След употреба извърлете игления електрод в предназначен контейнер. Не използвайте повторно и не стерилизирайте повторно.

Ambu® е регистрирана търговска марка на Ambu A/S, Дания. Ambu A/S е сертифицирана в съответствие с ISO 13485



Käyttöohje

Twisted Pair Subdermal - neualelektroodi

Suositeltavat käyttökohteukset

Twisted Pair Subdermal - elektrodissa on jyyviajvapajohdin, jossa on kosketuksenkestävä DIN 42-802 -turvallin.

Twisted Pair Subdermal - elektroodi on suunniteltu liitettäväksi suoraan IEC 60601-1 - standardin mukaisiin laitteisiin, joita käytetään herätepotentiaalitutkimuksessa (EP), leikkauksenaikaiseen seurannassa (IOM) tai muissa neurofysiologisissa laitteissa, joissa on DIN 42-802-tulovirtailähtä.

Käyttökohteus

Ambu® Neuroline Twisted Pair Subdermal - neualelektroodi on tarkoitettu käytettäväksi rekisteröinti-, seurantaja stimulointilaitteiden kanssa biopotentiaalisignaalien rekisteröintiin, esimerkiksi elektromyografian (EMG), elektroentkefalografiaan (EEG) ja hermojen potentiaalisignaaleihin. Elektrodit ovat steriilejä, ja ne on tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten.

Twisted Pair Subdermal - elektrodija saavat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on koulutettu tekemään neurofysiologista tutkimuksia.

Twisted Pair Subdermal - elektroodi on tarkoitettu sairaala- ja klinikkakäyttöön.

Varoitimet

- Kerättäköytöinen. Tuotteen uudelleenkäyttö saattaa johtaa kontaminaation aiheuttamaan infektiota.
- Neualelektrodit asetetaan potilaaseen ja irrotetaan potilaasta ohjaamalla neuula eikä jyyviajvapajohdinta.
- ÄLÄ liota, huuhtele äläkä steriiliä laitetta, koska seurausena voi olla haitallisia jäämiä tai laitteen toimintahäiriö. Rakenne ja käteytty materiaalit eivät ole yhteensopivia tavannaisten puhdistus- ja sterilointipainojen kanssa.
- Elektrodit on sijoitettava kirurgisten toimenpiteiden aikana mahdollisimman kauaksi lähteestä, jotka tuottavat sähkömagneettisia häiriöitä (EMG), jotta minimoidaan eitoivotut radiotaajuuksihäirit (RFI).
- Neualelektrodit ja suurtajuisen kirurgisen laitteen samanaikainen käyttö voi aiheuttaa palovammoja neualelektroodin asetuspaikkaan. Neualelektrodit on sijoitettava mahdollisimman kauas sähkökirurgisesta alueesta ei-toivotun RF-säteilyn minimoimiseksi.
- Älä käytä laitetta, jos pussi on vaurioitunut tai avattu.
- Älä käytä uudelleen.
- Vain vastaantottajille.

Sterilointi

Steriloitu etyleenioksidilla (ETO).

Pakkaus

Yksi neualelektro dipari pussissa. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.

Käyttöohjeet

- Avaa steriili pussi ja ota yhtä käyttökertaa varten tarkoitettu neualelektrodi pussista.
- Liitä jyyviajvapajohtimeen liitin laitteeseen ja poista suojapukket.
- Hävittä neualelektrodi käytön jälkeen panemalla se asianmukaiseen säiliöön. Älä käytä äläkä steriili uudelleen.

Návod k použití

Zkroucená párová subdermální jehlová elektroda

Doporučené aplikace

Zkroucená párová subdermální elektroda má vodič s chráněným bezpečnostním konektorem DIN 42-802.

Zkroucená párová subdermální elektroda je kompatibilní s vybavením pro vyšetření evokovaných potenciálů (EP), perforačním monitorovacím zařízením (IOM) nebo jiným neurofyziologickým vybavením s vstupní zásuvkou DIN 42-802, které je kompatibilní s IEC 60601-1.

Účel použití

Zkroucená párová subdermální elektroda Ambu® Neuroline je určena pro použití se záznamovým, monitorovacím a stimulačním zařízením pro účely záznamu biosignálů, jako jsou například: elektromyografie (EMG), elektroencefalografie (EEG) a nervové signály. Elektrody jsou sterilní a určeny pouze pro jednorázové použití.

Zkroucená párové subdermální elektrody by měly být užívány pouze kvalifikovanými zdravotníky vyškolenými v provádění neurofyziologických vyšetření.

Zkroucená párová subdermální elektroda je určena pro použití v nemocnici nebo ambulanci.

Bezpečnostní upozornění
1. Pouze k jednorázovému použití. Opakované použití produktu může způsobit kontaminaci vedoucí k infekcím.
2. Jehlová elektroda musí být zaváděna a odstraňována z pacientů prostřednictvím manipulace jehlou, nikoli vodičím drátem.
3. Prostředek nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, protože tyto postupy mohou zanechat škodlivé zbytky nebo mohou způsobovat poruchu funkce prostředku. Design a použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními postupy pro čištění a sterilizaci.
4. Během chirurgických zákroků je třeba elektrody umístit co nejdále od zařízení, které způsobuje elektromagnetické interference (EMG) pro minimalizaci nechtěné radiofrekvencní interference (RFI).
5. Současné použití jehlové elektrody s vysokofrekvenčním chirurgickým vybavením může způsobit popáleniny v místě aplikace jehlové elektrody. Elektrody musí být umístěny co nejdále od elektrochirurgické oblasti, aby se minimalizoval nechtěný radiofrekvencní proud.
6. Nepoužívejte, pokud je jednotlivý obal poškozen nebo otevířen.
7. Není určeno k opakovanému použití.
8. Pouze na předpis.

Sterilizace

Sterilizováno ethylenoxidem/sterilizováno (ETO).


Obal

Jedna jehlová elektroda v obalu. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen.

Návod k použití

- Rozepte sterilní obal a vyjměte jednorázovou jehlovou elektrodu.
- Umístěte konektor vodičoho drátu do zařízení a odstraňte ochrannou hadičku.
- Po použití vyhoďte jehlovou elektrodu do určité nádoby. Opakovaně nepoužívejte ani nesterilizujte.

Ambu® je registrovaná značka společnosti Ambu A/S, Dánsko. Společnost Ambu A/S je certifikována dle normy ISO 13485



Mode d'emploi

Électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée

Applications recommandées

L'électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée est équipée d'un fil doté d'un connecteur avec protection au toucher conforme à la norme DIN 42-802.

L'électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée est conforme à la norme CEI 60601-1 et adaptée aux potentiels évouqués (PE), moniteurs peropératoires (IOM) ou autre équipement neurophysiologique avec un connecteur conforme à la norme DIN 42-802.

Utilisation prévue

L'électrode aiguille sous-cutanée Ambu® Neuroline est destinée à être utilisée avec des équipements d'enregistrement, de montage et de stimulation afin d'enregistrer les signaux de biopotentiels tels que : l'électromyographie (EMG), l'électroencéphalographie (EEG) et les signaux de potential nerveux. Les électrodes stériles sont prévues pour un usage unique seulement.

Les électrodes aiguilles sous-cutanées à paire torsadée doivent être utilisées par des professionnels de santé formés aux examens neurophysiologiques.

L'électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée est destinée à un usage hospitalier.

Précautions

- Dispositif à usage unique. Une réutilisation du dispositif risque de conduire à une contamination du patient, qui pourrait alors contracter une infection.
- L'électrode aiguille doit être apposée sur le patient, puis ôtée en manipulant l'aiguille et non le fil.
- NE PAS savonner, ni rincer, ni stériliser ce dispositif, ces procédures étant susceptibles de laisser des résidus nocifs ou de provoquer un dysfonctionnement du dispositif. La conception et les matériaux utilisés sont incompatibles avec les procédures de nettoyage et de stérilisation conventionnelles.
- Pendant les interventions chirurgicales, les électrodes doivent être placées aussi éloignées que possible de l'équipement qui émet des interférences électromagnétiques (EM) afin de réduire les interférences aux fréquences radioélectriques (RF) parasites.
- L'utilisation simultanée d'une électrode aiguille avec un équipement chirurgical fonctionnant à haute fréquence peut causer des brûlures sur le site d'application de l'électrode. Les électrodes aiguilles doivent être placées aussi éloignées que possible de l'équipement qui émet des interférences électromagnétiques (EM) afin de réduire l'intensité du courant RF.
- Ne pas utiliser si le sachet individuel est endommagé ou ouvert.
- Ne pas réutiliser.
- Sur ordonnance uniquement.

Sterilisation

Sterilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).

Conditionnement
Une paire d'électrode aiguille par sachet. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé.

Instructions d'utilisation

- Déchirer le sachet stérile pour l'ouvrir et sortir l'électrode aiguille à usage unique.
- Placer le connecteur du fil dans l'équipement et enlever les tubes protecteurs.
- Après usage, jeter l'électrode aiguille dans un conteneur prévu à cet effet. Ne pas réutiliser ni réutiliser.

Ambu® est une marque déposée de Ambu A/S, Danemark. La société Ambu A/S est certifiée ISO 13485

Brugsvejledning

Twisted Pair subdermal nålelektrode

Anbefalede anvendelser

Twisted Pair subdermal elektrode har en ledning med berørings sikker sikkerhedskonekktor DIN 42-802.

Twisted Pair subdermal elektrode er designet til direkte tilslutning til elektrodyografer (EP), udstyr til intraoperativ monitoring (IOM) eller andet neurofysiologiske udstyr, som har DIN 42-802-indgangstik, og som er i overensstemmelse med IEC 60601-1.

Tilsligt anvendelse

Ambu® Neuroline Twisted Pair subdermal nålelektrode er beregnet til at blive anvendt sammen med udstyr til optagelse, monitoring og stimulering med det formål at optage biopotentielle signaler, for eksempel: elektromyografi- (EMG), elektroencefalografi- (EEG) og nervopotentialsignaler. Elektroderne sind steril og nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Twisted Pair subdermale elektroder skal anvendes af medicinsk personale, der er uddannet i at udføre neurofysiologiske undersøgelser.

Twisted Pair subdermal elektrode er beregnet til brug på hospitaler og klinikker.

Sikkerhedsregler

- Nur für den Einmalgebrauch. Die Wiederverwendung des Produkts kann zu einer Kontamination führen, aus der sich Infektionen entwickeln können.
- Zum Anlegen bzw. Entfernen der Nadelelektrode beim Patienten wird die Nadel und nicht das Kabel verwendet.
- Das Udstreit NICHT einweichen, abspülen oder sterilisieren, da dies zur Bildung schädlicher Ablagerungen oder einer Störung des Produkts führen kann. Der Aufbau und das verwendete Material sind nicht für herkömmliche Reinigungs- und Sterilisationsverfahren geeignet.
- Die Elektroden sollten während des chirurgischen Eingriffs so weit wie möglich von einem Gerät entfernt sein, das elektromagnetische Interferenzen (EMI) erzeugt, um eine unerwünschte Radiofrequenz-Interferenz (RFI) so gering wie möglich zu halten.
- Beim zeitgleichem Gebrauch einer Nadelelektrode und Hochfrequenzschweißgeräten, kann es am Anbringungsort der Nadelelektrode zu Verbrennungen kommen. Die Nadelelektroden sollten so weit wie möglich vom elektrochirurgischen Bereich entfernt platziert werden, um einen unerwünschten HF-Stromfluss möglichst gering zu halten.
- Nicht verwenden, wenn die Einzelverpackung (Beutel) beschädigt ist oder geöffnet wurde.
- Nicht wiederverwenden.
- Rx only.

Sterilisation

Steriliseret med etylenoxid-sterilisation (ETO).

Emballage

Et par nålelektroder i en pose. Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.

Brugsvejledning

- Åbn den sterile pose, og tag engangs nålelektroden ud.
- Sæt ledningsnse konekktor i udstyret, og fjern beskyttelseslangeme.
- Efter brug lægges nålelektroden i en særlig affaldsboks. Må ikke bruges eller gensteriliseres.

Sterilizacija
Mit Ethylenoxid (ETO) sterilisiert.
Verpackung
Ein Paar Nadelelektroden pro Beutel. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
Gebrauchsanweisung
1. Die Sterilverpackung öffnen und die Einweg-Nadelelektrode herausnehmen.
2. Den Leitungsanschluss an das Gerät anschließen und die Schutzschläuche entfernen.
3. Die Nadelelektrode nach Gebrauch in einem vorgesehenen Behälter entsorgen. Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Ambu® er et registreret varemærke og tilhører Ambu A/S, Danmark. Ambu A/S er ISO 13485-certificeret



Upute za upotrebu

Iglena elektroda za potkožno tkivo s prepletenom paricom

Preporučene primjene

Elektroda za potkožno tkivo s prepletenom paricom ima glavnu žicu sa zaštitnim priključkom DIN 42-802.

Elektroda za potkožno tkivo namijenjena je za izravno spajanje s uređajima za praćenje evokiranih potencijala (EP) koji su u skladu s normom IEC 60601-1, uređajima za intraoperacijsko praćenje (IOM) ili drugom neurofiziološkom opremom s DIN 42-802 ulaznom utičnicom.

Namjena

Iglena elektroda za potkožno tkivo s prepletenom paricom Ambu® namijenjena je za upotrebu s opremom za snimanje, nadziranje i stimuliranje u svrhu snimanja signala biopotencijala, na primjer: signala elektromiografije (EMG), elektroencefalografije (EEG) i potencijala živaca. Elektrode su sterilne i namijenjene samo za jednokratnu upotrebu.

Elektrode za potkožno tkivo s prepletenom paricom smiju koristiti zdravstveni djelatnici obučeni u provođenju neuropsiholoških testiranja.

Elektroda za potkožno tkivo s prepletenom paricom namijenjena je za upotrebu u bolničkim/kliničkim okruženjima.

Mjere opreza

</

